

精子活体检测试剂盒(低渗膨胀法)

摘要

评估精子存活率

产品介绍

临床

上，

可通过检测精子膜的完整性来评价精子的存活率，当精子处于低渗溶液时，水分子可通过精子膜进入精子，使精子体积增大而膨胀，尤以正常精子尾部的膨胀比较明显，而膜不完整或死精子一般表现为不膨胀。

该试剂盒由枸橼酸钠、

D-果糖等组成，利用上述低渗膨胀原理，

能够很好的分析精子存活率

。

该

液仅适用于科研领域，不适用于临床诊断。