

conn 改良 Weigert 革兰染色液

摘要

改良的细菌革兰染色,可以区分 Gram 阳性细菌和阴性细菌,尤其适用于鉴别细菌和非细菌的蓝色微颗粒状物质(如钙盐)。

产品介绍

改良的细菌革兰染色,可以区分 Gram 阳性细菌和阴性细菌,尤其适用于鉴别细菌和非细菌的蓝色微颗粒状物质(如钙盐)。革兰阳性菌和纤维素呈蓝紫色,阴性菌呈红色。