

ML-320 自动酶标洗板机——技术参数

产品特点

中文大屏幕液晶显示，菜单式操作
可选择整板清洗或个别板条清洗模式
8、12 多种清洗通道可供选择
支持两点吸液，每孔清洗液残留量不大于 1 μ L
具有微孔板底部冲洗功能，保证洗板彻底
具有震荡和浸泡功能，降低反应过程中的干扰性吸附
可对清洗液压力进行微调，适合各种特殊清洗要求
可调冲洗时间和管路冲洗功能，有效避免管路堵塞
适用于平底、U 型底、V 型底等各种低型微孔板
可储存 100 个以上用户自定义洗板程序
具有残/废液溢出报警功能
可选配 2 至 4 个清洗液通道

技术参数

*清洗头：8、12 通道
清洗次数：1-99 次可调
清洗条数：1-12 排可调
*浸泡时间：0-24 小时可调
*振板时间：0-600 秒可调
*洗液残留：< 1 μ L/孔
加液量：50-3000 μ L/孔可调，以 10 μ L 为间距可调
吸液时间：0.1-9.9 秒可调
*储存容量：100 个以上用户自定义洗板程序
*清洗方式：具有两点吸液、底部冲洗、清洗液压力微调功能

