

## 番红 O-固绿植物组织染色液

### 摘要

木质化、栓化和角质化的细胞壁被染成鲜红色，纤维素的细胞壁被染成绿色。就维管束而言，木质部染红色，韧皮部然绿色，区分极清楚。

### 产品介绍

木质化、栓化和角质化的细胞壁被染成鲜红色，纤维素的细胞壁被染成绿色。就维管束而言，木质部染红色，韧皮部然绿色，区分极清楚。因材料种类、切片厚薄的不同，染色时间也不同。同时要注意酒精脱色的程度。