

中性粒细胞碱性磷酸酶染色液(NAP)

摘要

专门用于血液或骨髓细胞涂片的中性粒细胞的碱性磷酸酶染色,又称同时偶联法。

产品介绍

专门用于血液或骨髓细胞涂片的中性粒细胞的碱性磷酸酶染色,又称同时偶联法。碱性磷酸酶活性部位呈蓝色,位于胞浆中。油镜下计数 101 个中性粒细胞,求出百分比和积分。非特异性反应少,结果可靠。